

## Oostwoud liefert auch:

### Säuglingsbettchen - Artikel 3165

Säuglingsbettchen mit **mechanischer Höhenverstellung** über leicht drehender Kurbel, zirca 70 - 90 cm. Mit Liegeflächenverstellung von 12°. Liegefläche zirca 90 x 50 cm. **Seitenteile absenkbar** (Gitter oder Plexiglas). Herausnehmbare Kopf- und Fußteile. Metallteile epoxy-beschichtet, Farbe nach Wahl.

**Oostwoud International B.V. (NL)**  
Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker  
Postbus 502, 8800 AM Franeker  
Telefon: +31 (0)517 - 39 92 00  
Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

**Oostwoud België N.V. (B)**  
Antwerpsesteenweg 124  
B-2630 Aartselaar  
Telefon: +32 (0)3 - 877 91 62  
Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

**HP Medical (D)**  
Bahnhofstrasse 1  
D-51702 Bergneustadt-Wiedenest  
Telefon: +49 (0)2261 - 815 98 65  
Fax: +49 (0)2261 - 815 98 66  
E-mail: Pfingst@hp-medical.de

E-mail: [info@oostwoud.com](mailto:info@oostwoud.com)  
Internet: [www.oostwoud.com](http://www.oostwoud.com)

# oostwoud

# oostwoud

## Sinne-bêdsje

Bedienungskomfort in jeder Höheneinstellung



# Sinne-bêdsje

3134/3135 (NEN 716-1/2, DIN 32623)

## Das kinderfreundliche Kinderbett

Arbeitsbedingungen werden immer wichtiger. Arbeitshöhe und Arbeitshaltung haben für die Verantwortlichen der Gewerbeaufsicht die höchste Priorität. An die Produkte, mit denen die Krankenpflege arbeitet, werden immer höhere Anforderungen gestellt. Zum Glück ermöglicht es moderne Technik, sofern sie richtig angewandt wird, all diese Anforderungen zu erfüllen. So auch bei unserem Sinne-bêdsje: **ein innovatives, höhenverstellbares Kinderbett** mit Seitenteilen, die in niedrigsten Stand **unter die Liegefläche** einschwenken.

Ideal am Sinne-bêdsje ist die **Hoch-/Tiefverstellung**: Die Pflegeperson kann das gesamte Bett nach ihrer Größe oder der Art der Arbeiten, die durchgeführt werden müssen, auf eine ideale Arbeitshöhe **stufenlos höher oder tiefer stellen**. Die Höhe der Liegefläche lässt sich mit Hilfe eine leicht drehenden Kurbel oder - noch einfacher - elektrisch von circa 96 bis 76 cm verstellen, während die effektive, **sichere Höhe der Seitenteile immer gleich bleibt**. Das Bett ist in den Größen 120 x 80 cm und 150 x 80 cm lieferbar.

## Beinfreiheit

Beschweren sich auch bei Ihnen Eltern, dass sie nicht dicht am Bett ihres Kindes sitzen können, weil die abgesenkten Seitengitter senkrecht nach unten stehen und nur seitliches Sitzen ermöglichen? Kennen Sie als Pflegepersonal das Gefühl, wenn Ihre Knie unentwegt gegen das Gitter gedrückt werden, wenn Sie Ihren kleinen Patienten waschen oder behandeln? Beim Sinne-bêdsje ist das berücksichtigt. Im niedrigsten Stand schwenken **beide Seitenteile unter die Liegefläche**. Dadurch können Eltern entspannter und näher bei ihrem Kind sitzen und das Pflegepersonal hat **mehr Bewegungsfreiheit**. Auch haben wir bei der Konstruktion besonderen Wert darauf gelegt, dass das obere Querrohr im tiefsten Stand des Seitengitters bis unter das Matratzenniveau abgesenkt wird. Dadurch wird dem Pflegepersonal das Herausnehmen der kleinen Patienten und das Beziehen der Matratze erleichtert.

## Kopffreiheit

Im Notfall können Kopf- und/oder Fußteil schnell weggenommen werden, ohne dass störende Teile stehen bleiben, an denen man sich den Kopf stoßen kann. Somit besteht **maximale Bewegungsfreiheit für eine optimale Behandlung**.

## In der Praxis anerkannt

Das Sinne-bêdsje wurde **in der Praxis eingehend getestet**. Vor allen die Hoch-/Tiefverstellung, die Beinfreiheit unter dem Bett und nicht zu vergessen die **Sicherheitsaspekte** wurden bei diesen Tests positiv beurteilt. Ergänzt mit einem **attraktiven Design**, kombiniert mit einer frischen Farbgebung hat Oostwoud einen neuen Weg eingeschlagen, ohne die **solide Qualität, Funktionalität und konkurrierende Preisgestaltung**, die Sie von uns erwarten dürfen, aus den Augen zu verlieren.

## Zahlreiche Möglichkeiten:

Das Sinne-bêdsje ist schon in der Standardausführung komplett ausgestattet. Um noch mehr Funktionalität zu erreichen, können Sie zwischen vielen Extras wählen.

### Standard:

- Mechanische Hoch-/Tiefverstellung
- Stufenlose Schrägstellung der Liegefläche mit Gasfederunterstützung
- Zentralfeststellung der Räder einschließlich integriertem Richtungsfeststeller
- Räder Ø 150 mm, 1 Rad in antistatischer Ausführung
- Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren und austauschbaren Einsätzen (Gitterstabrahmen oder Plexiglas)
- **Seitliche Gitter mit gasfederunterstützter Hoch-/Tiefverstellung schwenken unter die Liegefläche ein**
- Kindersichere Bedienung der Seitenteile
- Höhenverstellung der Seitenteile in 3 Positionen: hoch, halbhoch und niedrig
- Wandabweisrollen
- **Höchste Position der Seitenteile 800 mm**
- **Abstand der Gitterstäbe 60 mm**
- Länge der Liegefläche wahlweise 120 oder 150 cm
- Befestigungsbügel für Fixiermaterial

### Optional:

- Elektrische Hoch-/Tiefverstellung
- Höhenverstellung der Seitengitter in 2 Positionen: hoch und niedrig
- Halter für Urinbeutel
- Halter für Zuhör
- Infusionshalter
- Matratzen
- Schiebegriffe an Kopf- und/oder Fußende
- Befestigungsrohre für Infusionspumpen
- A/AT-Verstellung der Liegefläche mit Gasfederunterstützung
- Feste Höhe (keine Hoch-/Tiefverstellung möglich)



Mechanische Hoch-/Tiefverstellung  
Option: Elektrisch



Räder Ø 150 mm



Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren und austauschbaren Einsätzen (Gitterstabrahmen oder Plexiglas)



Höhenverstellung der Seitenteile in 3 Positionen: hoch, halbhoch und niedrig



Fußbedienung Seitenteile



Fußbügel für zentrale Verriegelung der Rollen/Führungsrollenfunktion



A/AT-Verstellung mit Gasfederunterstützung



Stoßrad



Seitenteile können unter die Liegefläche mit Gasfederunterstützender Hoch-/Tiefverstellung weggedreht werden



User Centered Industrial Design UCID®



**oostwoud**

## Oostwoud liefert auch:

### Wiegekorbbuntergestell - Artikel 3181 (ohne Wiegenkorb)

- Mit Befestigung für die Anbringung eines Himmels
- Metallteile epoxybeschichtet, Farbe nach Wahl
- Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Rollen, Ø 75 mm, davon 2 feststellbar
- Einfache Schrägstellung des Wiegekorbs möglich

### Wiegekorb einzeln - Artikelnummer 0163.0355

Der Boden des Plexiglaswiegekorbs ist mit 10 Lüftungslöchern versehen. Die Ränder sind an der Oberseite rundum umgebogen, um das Anheben und Tragen zu erleichtern. Boden des Wiegekorbs: circa: 35 x 65 cm. Höhe des Kopfendes 30 cm.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [www.oostwoud.com](http://www.oostwoud.com). Artikelnummer aufsuchen.