

Zum Komfort in die Wiege gelegt.

Oostwoud ist der Spezialist für Mobiliar für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Denn wir sorgen immer für den größten Komfort. Natürlich für die kleinen Patienten selbst, aber auch für die Ärzte, das Pflegepersonal und die Besucher. Nehmen Sie zum Beispiel diesen äußerst stabilen, ergonomischen Wiegekorb. Ein Muster an Komfort für alle Nutznießer.

Rahmen aus Epoxidharz beschichtetem Stahl Artikelnummer 3181

- Abmessungen (ohne Wiegekorb) 85 x 54 cm
- Maximaler Bett-Überhand ca. 65 cm
- Stufenlose, Gasfederunterstützte Höhenverstellung von 94 bis 117 cm
- Höhe des Liegebodens (ohne Matratze) 76 bis 99 cm
- Schrägstellung ca. 6°/15°, stufenlos
- 4 schwenkbare Doppelrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse
- Ausgeführt in jeweils festzulegenden RAL-Farben
- Wahlweise: abnehmbare Stange für den Himmel

Looser Wiegekorb aus Plexiglas Artikelnummer 0163.0355

- Abmessungen innen 65 x 35 cm
- Höhe am Kopfende 30 cm
- Der Boden des Korbes ist mit 10 Lüftungslöchern versehen
- Die Ränder an der Oberkante sind rundum nach außen gebogen, um das Anheben und Tragen zu erleichtern

Oostwoud International B.V. (NL)

Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker
Postfach 502, 8800 AM Franeker
Telefon: +31 (0)517 - 39 92 00
Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

Oostwoud België N.V. (BE)

Antwerpsesteenweg 124
B-2630 Aartselaar
Telefon: +32 (0)3 - 877 91 62
Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

HP Medical (DE)

Bahnhofstrasse 1
D-51702 Bergneustadt-Wiedenest
Telefon: +49 (0)2261 - 815 98 65
Fax: +49 (0)2261 - 815 98 66
E-mail: Pfingst@hp-medical.de

E-mail: info@oostwoud.com
Internet: www.oostwoud.com

oostwoud



Weitere Informationen und Dokumentation: Möchten Sie mehr über die vielen einmaligen Eigenschaften des Wiegekorb oder andere Produkte von Oostwoud erfahren? Nehmen Sie dann bitte Kontakt mit uns auf. Anfragen erfolgen am bequemsten über unsere Website: www.oostwoud.com

oostwoud

Wiegekorb

Zum Komfort in die Wiege gelegt!

