

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege



Nachttische

Krankenhaus





Nachttische

Für erkrankte Menschen ist es wichtig, einen Platz zu haben, der nur ihnen gehört – um persönliche Dinge aufzubewahren und wichtige Dinge gleich griffbereit zu haben. Eine Aufgabe, die Nachttische von wissner-bosserhoff als verlässlicher Partner im Pflegealltag erfüllen. Darüber hinaus unterstützen sie Patienten und Pflegepersonal bei den zahlreich anfallenden Tätigkeiten wie z. B. Essen oder Lesen. Der einfache Zugriff vom Bett unterstützt eine wirkungsvolle Sturzprävention. wissner-bosserhoff Nachttische ergänzen die Krankenbetten harmonisch zu einer Einheit und erfüllen höchste Ansprüche optischen und funktionellen Designs.

Das Portfolio



stylo Serie
Design trifft Funktionalität
Seite 4 - 7



mano
Ergonomie im Fokus
Seite 8



classic Serie
Klassisch bewährt
Seite 9



Server
Flexible Mobilität
Seite 10 - 11

stylo Serie

Design trifft Funktionalität

Die stylo Nachttischserie kombiniert ein wohnliches Möbeldesign mit innovativen Funktionen und ermöglicht so praxisorientierte Produktvarianten. Dank einer einzigartigen Mechanik lässt sich das Esstablett einfach ohne Werkzeug an beiden Nachttischseiten einsetzen. Ein höherer Korpus gibt zusätzlichen Stauraum, und ein optionaler Kühlschrank lässt fast keine Wünsche mehr offen.




Mit Hilfe des leichten und werkzeuglosen Seitenwechsels (links/rechts) kann das Esstablett individuell an Patientenbedürfnisse und Raumgegebenheiten angepasst werden.



Die kompakte Konstruktion und die separate 5. Rolle in der Variante mit Esstablett unterstützen die Sturzprävention dank außergewöhnlicher Stabilität und Kippsicherheit.



Höhere Produktausstattungen bieten weiteren Stauraum. Ein zusätzliches Zwischenfach wird auch für die Variante mit Kühlschrank (stylo 4-k, stylo 5-k) geboten.



Robuste Schubladen mit integriertem Flaschenhalter sorgen für Ordnung. Durchgängige Griffe garantieren eine einfache Erreichbarkeit auch vom Bett aus.



Softeinzüge (Option) bieten zusätzlichen Bedienkomfort für Patient und Pflegepersonal.



Die seitliche Drehbarkeit der Bettischplatte um 25° ermöglicht die optimale Positionierung des Esstabletts für den Patienten, ohne den Nachttisch selbst bewegen zu müssen.



stylo 2



stylo 3



stylo 4



stylo 5

stylo Serie

mit Kühlschrank

Die stylo Nachttischserie mit integriertem Kühlschrank überzeugt auch durch ihre inneren Werte. Der eingebaute Kühlschrank mit Flaschenbügel an der Innentür lässt keine Wünsche mehr offen. Er bietet dem Patienten einen besonders hohen Komfort.



Die höheren stylo Varianten bieten auch mit Kühlschrank ein geräumiges Zwischenfach.



stylo 2-k

stylo 3-k

stylo 4-k

stylo 5-k

Die Höhenverstellung und Drehbarkeit um 25° des Esstabletts ermöglichen eine optimale Positionierung.

Zusätzlicher Bedienkomfort für Patient und Pflegepersonal durch Softeinzüge.



Leichter und werkzeugloser Seitenwechsel der Bett-tischplatte (links/rechts).

Außergewöhnliche Stabilität und Kippsicherheit dank 5. Rolle und kompakter Konstruktion.

Der Kühlschrank ist mit 4l Fassungsvermögen sehr geräumig und eignet sich auch für große Flaschen.

mano

Ergonomie im Fokus

Der Nachttisch mano bringt wohlliches Ambiente ins Krankenzimmer. mano leistet von beiden Seiten gute Dienste und ist für den Patienten einfach arretierbar, denn die im oberen Bereich angebrachte Handbremse lässt sich mühelos vom Bett aus bedienen. Der Patient kann autonom agieren und den Nachttisch bewegen, was zur Entlastung des Pflegepersonals führt. Der seitliche Handtuchhalter ist mit Aufnahmen für Zubehör versehen. Schnell und einfach eingesteckt lassen sich Leselampen, Rufanlagen etc. integrieren. Der integrierte Betttisch verschwindet dezent und platzsparend in einer Nische. Er ist schwenkbar und bietet mit einer diskreten Seitenleiste guten Halt für Zeitschriften und Bücher. mano bietet viele funktionelle Vorzüge und wirkt gleichzeitig elegant.



Die am Tischblatt angebrachte Handbremse ist einfach und bequem vom Patienten zu bedienen.



Die Schuhablage gehört bei mano zur serienmäßigen Ausstattung.



Das Schubfach mit integriertem Flaschenhalter ermöglicht den leichten Zugriff aus dem Bett und beugt so Stürzen vor.



mano

classic

Klassisch bewährt: das Einsteigermodell

Die Nachttischserie classic ist die Budget schonende Einstiegsklasse im wissner-bosserhoff Nachttisch-Portfolio. Die classic Modelle überzeugen durch bewährte Details. Die hochwertige Oberflächenlackierung, das abgerundete Tischblatt und die harmonisch integrierten Galerieleisten geben dem Nachttisch seinen unverwechselbaren Charakter. Beidseitig praktisch: die Schublade, das Zwischenfach und das untere Fach lassen sich von beiden Seiten bedienen. Der Nachttisch classic 1 verfügt zusätzlich über einen ausklappbaren Betttisch. Die Rollen sind mittels Fußbremse feststellbar und lassen sich auch bequem wieder lösen.



classic 1



classic 2

Mit einem höhenverstellbaren Betttisch bietet der classic 1 individuellen Komfort für den Patienten. Der Nachttisch classic 2 verzichtet auf den integrierten Betttisch und wartet dafür mit einem praktischen Zeitschriften- und Flaschenhalter auf.



Der Nachttisch classic mit seitlich angebrachtem Handtuchhalter sorgt für Ordnung.



Praktisch und sicher: in der Innentür des großen Staufaches kann optional ein Flaschenkorb eingehängt werden. So fällt garantiert nichts um.



Server

Flexible Mobilität

Durch seine hohe Mobilität ist der Server ein praktischer Wegbegleiter im Pflegealltag. Je nach Bedarf kann er an den Nachttisch, das Bett oder an Armlehnenstühle, Transport- und Rollstühle herangeschoben werden. Dabei dient er vor allem als Tischersatz. Überzeugend die praktische Einhandbedienung.



stylo S3

Der höhenverstellbare und schwenkbare Betttisch ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Einsatzmöglichkeiten wie Essen oder ergonomische Ablage beim Lesen.



stylo S3T

Die Patienten profitieren von einer zweiten zusätzlichen Ablagefläche, die fixiert ist und nicht separat verstellt werden kann. So ist es möglich, z.B. gleichzeitig zu lesen und Kaffee zu trinken.




solido 2

Der vergrößerte Betttisch erhöht den Komfort auch für Patienten, die das Bett nicht verlassen können. Eine Rutschsicherung stützt Dokumente und Bücher oder verhindert das Mitreißen von Gegenständen, wenn der Betttisch lateral geschwenkt wird. Der solido 2 ist auch mit fixierter Betttischplatte erhältlich.



Dekore


Unidekore



Reinweiß



Hellgrau



Perlweiß



Pampelmuse



Nektarine



Kiwi




Mintgrün




Himmelblau

Unidekore Server



Weißgrau
(nur in Verbindung mit RAL 9002) Server



Kitt
(nur in Verbindung mit RAL 9006) Server

Holzdekore



Weißahorn




Honigbuche



Calvadosbirne




Zebrano



Toraja

RAL-Farben (Metallteile)







RAL 9002 Grauweiß
Metallfarbe



RAL 9006 Weißaluminium
Metallfarbe





Sortimentsübersicht

stylo Nachttische

				
	stylo 2	stylo 3	stylo 4	stylo 5
Höhenverstellbare Bettischplatte	-	✓	-	✓
Drehbare Bettischplatte	-	○	-	○
Beidseitig verwendbar	✓	✓	✓	✓
Handbremse am Tischblatt	-	-	-	-
Anzahl Schubladen	2	2	2	2
Anzahl Türen	0	0	0	0
Softeinzug für Schubladen	○	○	○	○
Integrierter Kühlschrank	○ (stylo 2-k)	○ (stylo 3-k)	○ (stylo 4-k)	○ (stylo 5-k)
Geräumiges Zwischenfach	✓	✓	✓	✓
Abmessungen (BxHxT)	52 x 83 x 47 cm	69 x 83 x 47 cm	52 x 93 x 47 cm	69 x 93 x 47 cm




- = nicht vorhanden ○ = optional wählbar ✓ = im Standard vorhanden

stylo Nachttische mit Kühlschrank

				
	stylo 2-k	stylo 3-k	stylo 4-k	stylo 5-k
Höhenverstellbare Bettischplatte	-	✓	-	✓
Drehbare Bettischplatte	-	○	-	○
Beidseitig verwendbar	✓	✓	✓	✓
Handbremse am Tischblatt	-	-	-	-
Anzahl Schubladen	2	2	2	2
Anzahl Türen	0	0	0	0
Softeinzug für Schubladen	○	○	○	○
Integrierter Kühlschrank	✓	✓	✓	✓
Geräumiges Zwischenfach	-	-	✓	✓
Abmessungen (BxHxT)	52 x 83 x 50 cm	69 x 83 x 50 cm	69 x 93 x 50 cm	69 x 93 x 50 cm

- = nicht vorhanden ○ = optional wählbar ✓ = im Standard vorhanden

Sortimentsübersicht

classic und mano Nachttische			
			
	classic 1	classic 2	mano
Höhenverstellbare Bettischplatte	✓	-	✓
Drehbare Bettischplatte	-	-	-
Beidseitig verwendbar	✓	✓	✓
Handbremse am Tischblatt	-	-	✓
Anzahl Schubladen	1	1	2
Anzahl Türen	1	1	0
Softeinzug für Schubladen	-	-	-
Integrierter Kühlschrank	-	-	-
Geräumiges Zwischenfach	✓	✓	✓
Abmessungen (BxHxT)	52 x 87 x 50 cm	52 x 87 x 50 cm	51 x 93 x 49 cm

- = nicht vorhanden ○ = optional wählbar ✓ = im Standard vorhanden

stylo und solido Server				
				
	stylo S3	stylo S3T	solido 2	
Höhenverstellbare Bettischplatte	✓	✓	✓	✓
Schwenkbare Bettischplatte	✓	✓	✓	-
Fixierte Bettischplatte ohne Schwenkung	-	-	-	✓
Feststehendes Tabletteil	-	✓	✓	-
Verlängerte Bettischplatte	-	-	✓	✓
Abmessungen (BxT)	83 x 43 cm	95 x 43 cm	99 x 45 cm	96 x 45 cm

- = nicht vorhanden ○ = optional wählbar ✓ = im Standard vorhanden

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff
Funktionale Eleganz in der Pflege

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de