


Der Transportstuhl Sella fördert die Mobilität und macht es möglich Wege schnell und angenehm für Patienten und Pflegepersonal zurückzulegen.

Transportstuhl Sella



Der Transportstuhl sella - Wendig und flexibel lässt er sich sehr leicht verfahren und punktet mit seiner angenehmen Polsterung und den ergonomischen Einstellmöglichkeiten auf der ganzen Linie. Mit seinen durchgängig glatten Oberflächen gewährleistet er zudem eine schnelle und leichte Reinigung. Sicherheit und Komfort stehen an erster Stelle.



Technische Details:

- Sitzflächenhöhe bei Modell 20-0305-0047 490 mm - 750 mm
- Sitzflächenhöhe bei Modell 20-0304-0012 490 mm
- Einstellwinkel der Rückenlehne 17° - 70°
- Einstellwinkel der Beinlehne 12° - 90°
- Einstellwinkel der Armlehnen -25°; 0°; 25°; 90°
- Maximal zulässiges Patientengewicht 150 kg

Maße:

- Gesamtlänge in der Grundposition 910 mm
- Gesamtlänge in der Liegeposition 1610 mm
- Gesamtbreite 685 mm

Ausstattung:

- horizontale Liegeposition
- einschiebbare Fußstütze
- Armlehnen in 4 Positionen verstellbar
- feuchtigkeitsbeständiger Bezug

Optional:

- mit oder ohne Höhenverstellung
- Kopfstütze
- Dokumentensammler
- Seitensicherung
- Tablett mit Haltebügel
- Urinbeutelhalter
- Infusionsständer
- Beinlehnenverstellung

Laufrollen:

- 4 frei bewegliche 125mm - Laufrollen
- 2 Rollen - Zentralverstellung
- Richtungsrolle für Geradeauslauf



TBM Medizintechnik GmbH

Hegelstraße 1
72663 Großbettlingen
Tel. +49 (0) 7022 / 40560 -0

FAX +49 (0) 7022 / 40560-42
eMail: info@tbm-medizintechnik.de
www.tbm-medizintechnik.de