

TBM



Transportstuhl SAM

Transportsystem für Patienten und
Pflegepersonal



“

Der stapelfähige Rollstuhl SAM setzt, was Qualität und Funktionalität angeht, ganz neue Maßstäbe.

Der Patient kann auf eine für ihn wie auch die Pflegeperson sichere und angenehme Art und Weise transportiert werden.



Hygiene

Optional antimikrobielle Beschichtung an Schiebegriff und Bremslösehebel



Stabil und flexibel

Abklappbare Arm- und Fußstützen mit automatischer Aufstellfunktion in Ruhestellung und einer sicheren Arbeitslast von 150 kg



Kompakte Lagerung

Platzsparend durch stapelfähiges System



Sicherheitsbremssystem

Integriertes, handschonendes Sicherheitsbremssystem, das sich automatisch aktiviert, wenn der Bremshebel losgelassen wird



Pfandsystem

Höchste Flexibilität durch „smartloc“-Pfandsystem mit Münzen oder Karte und optional erhältlicher Parkstation individuell bedruckbar



Leichtgängig und komfortabel

Langlebige, geräuscharme, pannensichere sowie spurfreie PU-Bereifung



Zubehör

Intelligentes Zubehör wie Infusionsstativ, Aktenhalter, Sicherheitsgurt und Parkstation



TBM Medizintechnik GmbH



Hegelstraße 1
72663 Großbettlingen



Telefon 07022 / 40560-0
Fax: 07022 / 40560-42



E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de
Homepage: www.tbm-medizintechnik.de