

ED57

TBM

# KwickScreen Trennwandsysteme

## Individuelle Lösungen für Patienten





# Trennwandsysteme im Krankenhaus




## INFEKTIONS- KONTROLLE

Die Trennwände lassen sich mit nur einem Handgriff bedienen und sind leicht zu reinigen. Herkömmliche Vorhänge lassen sich mit diesem Trennwandsystem modern und intelligent ersetzen.



## PRIVATSPHÄRE DER PATIENTEN

Verbessern Sie die Privatsphäre der Patienten, egal ob zwischen den Betten, in Nebenräumen oder in Notfallaufnahmen.



## FLEXIBILITÄT

Konfigurieren Sie Räume auf einfache Weise flexibel neu und behalten Sie ihre Multifunktionalität durch die Trennwandsysteme bei.



## DESIGN

Fördern Sie die Genesung ihrer Patienten, indem Sie die heilende Wirkung von Kunst in klinische Räume einbringen.

# Trennwand PRO

Wandmontiert oder Freistehend



Die Trennwand **KwickScreen PRO** ist das weltweit flexibelste Trennwandsystem für Krankenhäuser.

Sie kann auf eine beliebige Länge von bis zu 3 m ausgezogen werden, um den Platz optimal zu nutzen und eine flexible Raumteilung zu ermöglichen. Auf Rollen montiert lässt sich das Trennwandsystem leicht manövrieren. Mit einem Gewicht von unter 30 kg kann es problemlos verschoben werden.

Alternativ ist auch eine Wandmontage möglich. Die Höhe der Trennwand ist wählbar in 1,60 m oder 1,90 m.

Der herausziehbare Teil der Trennwand kann mit jedem beliebigen Druck aus unserem Bildkatalog oder mit Ihren eigenen Logos und Grafiken versehen werden. Jederzeit kann der herausziehbare Teil gegen ein anderes Design getauscht werden.



# Trennwand AIR

Wandmontiert. Leicht. Flexibel



Die Trennwand **KwickScreen AIR** vereint alle Vorteile und Funktionen der KwickScreen PRO. Sie ist ultraleicht, flexibel und hilft Ihnen bei der Raumgestaltung.

Dieses System kann auch auf engstem Raum eingesetzt werden, um den Patienten optimale Privatsphäre zu bieten. Die Trennwand verfügt über einen vereinfachten, leichteren Rahmen ohne Aluminiumgehäuse.




Der Griff und die Basis sind in Größe und Gewicht angepasst, sodass der Rahmen nur auf zwei Rollen getragen werden kann. Das leichte Gehäuse ermöglicht ein müheloses Ausfahren und Zurückziehen auf 3 m in jedem Winkel. Die Standardhöhe liegt bei 1,90 m.

Die Trennwand AIR lässt sich sicher an der Wand befestigen und verfügt über einen innovativen Selbstschließmechanismus.



# Trennwand DUO

Privatsphäre in höchstem Maß






**KwickScreen DUO** ist die Komplettlösung, mit der Sie in Sekundenschnelle einen vollständig privaten Bereich für Patienten flexibel und leicht einrichten können. Die Trennwand DUO besteht aus zwei herausziehbaren Trennwänden, die aus einer zentralen Basis herausgezogen werden.

Beide Auszüge haben einen vollen Bewegungsbereich

von 180 Grad und können auf 3 m ausgezogen werden. Somit kann in L-Form ein Krankenbett umbaut werden.

Die Trennwand DUO besteht aus vier anpassbaren Seiten, welche mit einem Design aus unserem Bildkatalog angepasst werden können. Insbesondere steht der Kollektionsbereich zur Verfügung.



# BILDKATALOG



# WÄHLEN SIE IHR DESIGN

Unser Bildkatalog enthält eine Vielzahl von Designs. Sie können sich für Naturszenen, Kinderbilder oder den Kollektionsbereich entscheiden. Auch eigene Motive oder Logos können verwendet werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Trennwand halbtransparent, mattiert oder durchsichtig zu gestalten. Diese Option bietet sich vor allem dann an, wenn eine visuelle Überwachung erforderlich ist, aber der Patient dennoch seine Privatsphäre benötigt.





# LANDSCHAFTEN



LSC01



LSC02



LSC03



LSC04



LSC05



LSC06



LSC07



LSC08

A vibrant tropical beach scene. The foreground shows a sandy beach with gentle waves washing onto it. The water is a clear, bright turquoise color, transitioning to a deeper blue further out. The sky is a brilliant blue, filled with large, fluffy white clouds. The word "HIMMEL" is centered in the image in a white, bold, sans-serif font.

HIMMEL



SK01



SK02



SK03



SK04




SK05



SK06



SK07




SK08

A photograph of white cherry blossoms on dark branches against a teal sky with soft white clouds. The word "PFLANZEN" is overlaid in the center in a white, sans-serif font.

# PFLANZEN






BOT01




BOT02




BOT03



BOT04




BOT05



BOT06



BOT07



BOT08



NATUR



NAT01



NAT03



NAT05



NAT07



NAT02



NAT04




NAT06



NAT08



# JAHRESZEITEN



SEAS01



SEAS02




SEAS03



SEAS04



SEAS05



SEAS06



SEAS07



SEAS08

The image features four sticks of cotton candy arranged horizontally against a solid teal background. From left to right, the colors are white, pink, light blue, and yellow. The word 'PÄDIATRIE' is overlaid in white, uppercase, sans-serif font across the center of the pink and blue sticks.

PÄDIATRIE




PAED1-01



PAED1-02



PAED1-03



PAED1-04




PAED1-05



PAED1-06



PAED1-07



PAED1-08



PAED2-01



PAED2-02



PAED2-03



PAED2-04



PAED2-05



PAED2-06



PAED2-07



PAED2-08




# UNI-FARBEN

KWICKSCREEN



BC-WHITE



BC-EARL GREY



BC-SEA



BC-ROYAL




BC-FOREST



BC-SUNSET



BC-SUN



BC-TROPICAL

ED55

ED5

# KOLLEKTIONEN



# WÄHLEN SIE EINE BILD SERIE

Die Bildserien von KwickScreen bieten Ihnen eine Auswahl an einheitlichen Motiven für mehrere Trennwände in einem Raum.

Jede Kollektion sorgt für beste Ästhetik und Wohlbefinden in einem Raum.

Wenn Sie eine Bildreihe eines Designs aus dem Bilderkatalog wünschen, dann sprechen Sie uns gerne an.



# Kollektion 01



COL1-MM01



COL1-MM02



COL1-MM03



COL1-MM04



COL1-MM05



COL1-MM06

# Kollektion 02



P1142A



P1107B2



P1136A



P1109B



P1138A



P1109C

# Kollektion 03




COL3-B01



COL3-B02




COL3-B03



COL3-B04



COL3-B05



COL3-B06

# Kollektion 04



COL4-AB01



COL4-AB02



COL4-AB03



COL4-AB04



COL4-AB05



COL4-AB06



## **TBM Medizintechnik GmbH**

Hegelstraße 1

72663 Großbettlingen

Telefon: 07022/ 40560-0

Fax: 07022/ 40560-42

E-Mail: [info@tbm-medizintechnik.de](mailto:info@tbm-medizintechnik.de)

Homepage: [www.tbm-medizintechnik.de](http://www.tbm-medizintechnik.de)