

**TBM**



# Oostwoud Opticare Nova

Kinderkrankenbett für die Kinderstation



“

Das Jugendbett Opticare Nova ist die ideale Lösung für pädiatrische Stationen oder auch für kleinwüchsige erwachsene Patienten.

Es bietet große Stabilität und hohe Widerstandsfähigkeit mit einer sicheren Arbeitslast von 220 kg.



- +** **Flexibilität**  
Liegefläche 2-geteilt 170 cm x 90 cm mit integrierter Verlängerung von 20 cm auf 190 x 90 cm



- +** **Sicherheit und Komfort**  
Rückenlehne stufenlosverstellbar mit Gasfederunterstützung durch beidseitig angebrachte Auslösegriffe. 3/4 Seitensicherung zur Einhandbedienung



- +** **Höhenverstellung**  
Höhenverstellung stufenlos über hydraulische Fußpumpe von beidseitigen Tritthebeln von 40 - 80 cm



- +** **Bremssystem**  
4-Rollen Zentralfeststellung und Richtungsrolle (Durchmesser 150 mm). Fahrgestell aus Präzisionsstahlrohr mit Abdeckungen aus ABS



- +** **Bedienbarkeit**  
Liegefläche schwenkbar in T/AT Position (12°/12°) über fußseitigen Auslösebügel. Liegefläche durch Handauslösung zusätzlich absenkbar



- +** **Hygiene**  
Herausnehmbare Liegefläche und glatte Oberflächen für optimale Reinigung



- +** **Zubehör**  
Infusionshalter, Halter für Zubehör, Aufrichter mit Triangel, freie Farbwahl aus unsere RAL Farbkarte

