

TBM



Oostwoud Säuglingsbett

Kinderkrankenbett für die Normalstation



Die durchdachte Konstruktion des Säuglingsbettes bietet vielseitige Möglichkeiten.

Alle Details sind darauf ausgerichtet, den kleinsten Patienten mit größtem Komfort zu umgeben.



oostwoud

+ Flexibilität
Stufenlose Schrägstellung der Liegefläche bis 12° mit Gasfederunterstützung. Abmessungen der Liegefläche (innen): 88,5 x 52 cm



+ Sicherheit und Komfort
4-stufig ablassbare Seitenteile, wahlweise Plexiglasscheibe oder Gitterstäbe. Höhe der Seitenteile ab Liegefläche: 48 cm, 35 cm, 20 cm und 7 cm



+ Höhenverstellung
Mechanische Höhenverstellung stufenlos von 70 - 90 cm mit Hilfe einer Kurbel am Fußende



+ Bremssystem
4 einzelne Schwenkrollen, Durchmesser 125 mm, davon 2 Rollen diagonal feststellbar



+ Bedienbarkeit
Das Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren Einsätzen ermöglicht, dass Versorgungsschläuche und Leitungen immer mit dem Patienten verbunden bleiben



+ Hygiene
Herausnehmbare Liegefläche für optimale Reinigung. Optional waschanlagenfest



+ Zubehör
Das Säuglingsbett kann mit einer "Himmelchen-Stange" und wahlweise mit einer Halterung für Infusionen versehen werden



TBM Medizintechnik GmbH

 Hegelstraße 1
72663 Großbettlingen

 Telefon 07022 / 40560-0
Fax: 07022 / 40560-42

 E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de
Homepage: www.tbm-medizintechnik.de