



## Notfalltransportliege SuperFast

- + C-Bogen tauglich
- + Optimale Fahrbarkeit
- + Schnelle Seitengitterbedienung



“

Der neue Patiententransporter wurde entwickelt, um für Ärzte und Pflegepersonal die Arbeit zu erleichtern und ein schnelles und wirksames Eingreifen zu ermöglichen.

Die innovative Diagonalform des Unterbaus setzt neue Standards in der Entwicklung von Notfallliegen.



**+ Liegefläche**  
2-geteilte oder 4-geteilte röntgenstrahlendurchlässige Liegefläche in der Liegebreite 64 cm oder 74 cm. Die Seitengitter lassen sich schnell und einfach bedienen



**+ Leichtgängig & komfortabel**  
Hydraulische (64-99 cm) oder elektrische (57-98 cm) Höhenverstellbarkeit durch zwei Hubsäulen jeweils mittels Fußbedienung



**+ Flexibilität**  
Kurzer Radabstand, der das Schieben, Wenden und Ausweichen bei Hindernissen während des Patiententransports vereinfacht. 4-Rollen Zentralfeststellung



**+ Fahrgestell**  
Das Fahrgestell ist leicht zugänglich und bietet optimalen Einsatz für das Röntgen mit dem C-Bogen, ohne Patienten umlagern zu müssen



**+ Funktionalität**  
Die verstellbare Rückenlehne lässt sich bis zu 90 Grad einstellen. Der SuperFast bietet eine sichere Arbeitslast von 260 kg



**+ Zubehör & Optionen**  
5. Laufrolle, abklappbare Schiebegriffe, Normschiene, Infusionshalter und Monitorhalter können leicht angebracht werden. Weiteres Zubehör auf Anfrage



**+ Hygiene und Reinigung**  
Glatte und durchgängige Oberflächen ermöglichen eine leichte und schnelle Reinigung

