



StaminaLift

Transfersystem für Krankenbetten,
Stretcher und Transportwagen



“

Krankenbetten, Stretcher und Transportwagen werden täglich von A nach B transportiert. Durch höhere Patientengewichte und neue Technologien ist die Belastung für Mitarbeiter deutlich gestiegen.

StaminaLift wurde so konzipiert, dass alle gängigen Transportmittel ohne jeglichen Kraftaufwand aufgenommen werden können.



+ **Aufnahme des Transportmittels**
 Universelle Aufnahme für den Transport von Krankenhausbetten, Stretchern und Transportwagen



+ **Patentierter Technologie**
 „Connect and Lock“ nimmt die Laufrollen auf, hebt diese automatisch an und senkt sie wieder ab



+ **Transport**
 Eine Person alleine kann mühelos 600 kg bewegen. Optional kann eine Mitfahrplattform angebracht werden



+ **Flexibilität**
 Höchste Flexibilität durch extreme Wendigkeit von 360° und bei Steigungen bis 7% auf allen Bodenbelägen



+ **Leichtgängig und komfortabel**
 Einpersonenbedienung per Joystick mit einer Laufleistung von 15 - 20 km




+ **Sicherheit**
 Elektronische Sicherheitsverriegelung, automatische Bremsfunktion sowie Hupentaste an der Kontrolleinheit



TBM Medizintechnik GmbH

 Hegelstraße 1
 72663 Großbottlingen

 Telefon 07022 / 40560-0
 Fax: 07022 / 40560-42

 E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de
 Homepage: www.tbm-medizintechnik.de