


Die **Therapieliege C3** hat eine **3-teilige** Liegefläche, die einem Therapeuten alles bietet, was dieser für eine wirksame und erfolgreiche Ausführung seiner Tätigkeit benötigt. Zum einfacheren Bewegen durch den Raum ist die Liege mit **2 Rollen** ausgestattet. Die **Funktionalität** der Liege wird mit einem serienmäßig **verlängerten, ovalen Nasenschlitz mit Einsatz**, und einer **dickeren, nahtlosen Polsterung**, welche einfach gereinigt werden kann, sichergestellt. Mit der Wahl eines **3-teiligen Kopfteils** ermöglichen Sie dem Patienten während der Therapie entspannte Schultern und einen entspannten Rücken.



# BEHANDLUNGSLIEGE C3

Modell: **TMC3**

Zubehörverzeichnis auf Seite 16

