

TBM



Transportliege

Transportliege für die Notfallaufnahme



“

Der Stretcher ist eine robuste, durchdachte fahrbare Transportliege, die nicht nur höchsten Komfort für Ihren Patienten bietet, sondern auch die Arbeit des Personals erleichtert.



Stabilität

Hydraulische Höhenverstellung mit Fußpedal zwischen 46 cm und 85,5 cm. Die Transportliege ist bis 250 kg belastbar



Effiziente Anwendung

Einstellung in Trendelenburg/ Antitrendelenburg Position, Sitzposition bis 90 Grad über Gasdruckfeder und Liegeposition



Sicherheit

Die abklappbaren und einziehbaren am Fußende angebrachten Seitengitter dienen der Sturzprävention von Patienten



Röntgenstrahlendurchlässige Liegefläche

2-geteilte Liegefläche (71x201 cm) ermöglicht das Röntgen des Patienten ohne ihn umzulagern



Fahrbarkeit

Integriertes Zentralbremssystem mit 5. Rolle für bessere Manövrierbarkeit und einem Rollendurchmesser von 150 mm



Hygiene

Gut durchdachte Materialien, sowie Verwendung von glatten und leicht zugänglichen Oberflächen ermöglicht eine leichte Reinigung



Zubehör

Infusionsstativ, Papierrollenhalter, Ablagekorb, Monitorträger und Umlagerungsmatratze

