



# Trennwandsystem

Faltwand als Sichtschutz und Raumteiler



Die mobile Trennwand vereint Design und Funktionalität. Sie bietet flexiblen Sichtschutz, ist schiebeleicht und optimal zu reinigen.

Patienten erfahren durch die Trennwand eine angenehme Privatsphäre.



#### **+** Mobilität

Das Trennwandsystem kann schnell und einfach mobil aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Es ist an jeder beliebigen Stelle faltbar, um für Patienten Privatsphäre und Ruhe zu schaffen



#### **+** Sichtschutz

Der Sichtschutz kann einseitig oder beidseitig bedruckt werden. Zur Auswahl stehen Standardmotive, auch eigenes Bildmaterial ist möglich

#### **+** Fahrbarkeit

Einfaches Verschieben der mobilen Einheit auf antibakteriellen Rollen. Das ausgezogene System wird nur einseitig gebremst und kann flexibel überall eingesetzt werden

#### **+** Leichtgängig & komfortabel

Der Sichtschutz kann blitzschnell auf eine Gesamtlänge von 3,00 m ausgezogen werden. Die Standardhöhe von 1,90 m kann individuell an eine Wunschhöhe angepasst werden



#### **+** Flexibilität

Die Trennwände können flexibel und einfach gekoppelt werden und können somit individuell an die Gegebenheiten im Raum angepasst werden

#### **+** Leichte Reinigung

Glatte und undurchlässige Oberflächen die alle gängigen Reinigungsmittel vertragen. Damit erfüllen sie auch strengste Hygieneanforderungen

TBM Medizintechnik GmbH



Hegelstraße 1  
72663 Großbottlingen



Telefon 07022 / 40560-0  
Fax: 07022 / 40560-42



E-Mail: [info@tbm-medizintechnik.de](mailto:info@tbm-medizintechnik.de)  
Homepage: [www.tbm-medizintechnik.de](http://www.tbm-medizintechnik.de)