

Farbvarianten



P - Mango



M - Gelb



B - Blau



F - Grün

Technische Daten

Größe

Gesamtlänge 1920 mm

Gesamtbreite 860 mm

Elektrische Einstellung

Einstellwinkel des Rückenteils -12° / +70°

Einstellwinkel des Sitzteils +5° / +8° (automatic)

Minimale Höhe 630 mm

Maximale Höhe 1175 mm

Max. Belastung

Max. Patientengewicht 175 kg

Der Fussteil erhöht den
Komfort der Mutter.



860 mm

1920 mm

Höhenverstellung

Kippen vom Sitzteil



Höheinstellung

Abkippungseinstellung

ENTBINDUNGS UND UNTERSUCHUNGSSTUHL VITA



BORCAD cz s.r.o.

CZ - 739 45 Fryčovice 673
Tel.: +420 558 640 631
Fax: +420 558 668 087

e-mail: borcad@borcad.cz
www.borcad.cz

ENTBINDUNGS UND UNTERSUCHUNGSSTUHL VITA



Neue Konzeption - Einstellung der Fußstützen
Gutes und schnelles Handling
Komfortabler Zugang zur Gebärenden
Einzigartiges Design

Eigenschaften

Sehr einfache Wartung und Reinigung

Geräumige und sichere Fußstützen



Beinhalter

Einstellung der Fußstützen in allen Richtungen durch einen Hebel



Einfache Reinigung

Laufrollen (ein- und ausfahrbar) machen den Transport des Stuhles leicht.

Zubehör zur guten und sicheren Lagerung



Untersuchungs- und Entbindungsfunktion

Hauptvorteile des Entbindungsstuhls VITA sind einfaches Handling und schneller Zugang zur Gebärenden sowohl aus der vorderen Seite und von Seiten.



Sehr niedrige Einstiegshöhe ermöglicht auch einer kleinen Gebärenden einen bequemen Einstieg auf den Entbindungsstuhl.



Zubehör



PKA-ZP-001.X Fußteil – abnehmbar



PKA-ZP-005 Baby Platte – abnehmbar, mit Halter



ZP-25.X Fixationsgürtel (paar)



PKA-ZP-008.X Seitengitter inkl. Halterungen (paar)



SLA-ZP-003 Teleskopischer Infusionsständer



PKA-ZP-012.X Kopfkissen



PKA-ZP-017.X Nackenrolle halbrund



PKA-ZP-003.X Kopfstütze – höhenverstellbar



PKA-ZP-004 Halterung für Infusionsständer



ZK-05.X Drehhocker, ohne Rückenlehne, durch Gasdruckfeder verstellbar, mit Polsterung in verschiedenen Farben

PKA-ZP-016 Äquipotenzialle Klamme