

# Therapiestuhl ZeroG



Wo die Zeit dahin fliegt!



## Therapiestuhl ZeroG exclusive

**Model:** TCZ-EX

„Wegen des äußerst weichen, komfortablen Kissens verging die Therapie ruhig und ohne Rückenschmerzen. Ich hatte das Gefühl, auf einer weichen Wolke zu sitzen.“  
*(Maja, Patientin auf der Dialyse)*




sehr weiche Polsterung für einen vollkommenen Komfort (14 cm)

zentral blockierbare antistatische Rollen (Ø 100 mm)

## Therapiestuhl ZeroG comfort

**Model:** TCZ-COM

„Der manuelle Schalter ist einfach zu bedienen. Die Funktionen in der Abbildung sind klar und verständlich dargestellt. Nachdem ich den Stuhl in die Zero G-Lage gestellt hatte, musste ich mich während der restlichen Therapiezeit nicht mehr bewegen.“  
*(Majda, Patientin auf der Onkologie)*



manuell verstellbares Kopfteil

weiche Polsterung für einen vollkommenen Komfort (10 cm)

einfach verstellbare Armstützen

Fußstütze mittels Knopfdruck verstellbar

einzel blockierbare antistatische Rollen (Ø 100 mm)



Infusionsständer (optional)

Normschiene (optional)

Schiebegriffe

Papierrollenhalter

elektrische Höhenverstellung


## Therapiestuhl ZeroG luxury

**Model:** TCZ-LUX

„Der Therapiestuhl ZeroG ist Luxus pur - sowohl für die Patienten, die sich eigenständig in ihrer gewünschte Position ausrichten können, wie auch für das medizinische Personal, denn mit dem Einstellen der richtigen Höhe wird der Rücken entlastet.“  
*(Mojca, Krankenschwester auf der Rheumatologie)*



## Technische Daten




## Ausstattungs- und Zubehörverzeichnis

	ZeroG comfort	ZeroG exclusive	ZeroG luxury
PU Polsterung in vier verschiedenen Farben	10 cm	14 cm	14 cm
Liegehöhe	58 cm	61 cm	61-86 cm
Tragkraft	200 kg	200 kg	200 kg
verstellbare Fußstütze	●	●	●
Papierrollenhalter	●	●	●
Schiebegriffe	●	●	●
zentral blockierbare antistatische Rollen (Ø 100 mm)	/	●	●
einzel blockierbare antistatische Rollen (Ø 100 mm)	●	/	/
Normschiene	○	○	○
Infusionsständer	○	○	○

Serienmäßig ● Option ○ Nicht lieferbar /

## Farbkarte PU



## Komfort

Die **weiche Polsterung** und die **Zero Gravity** Position des Therapiestuhls sorgen für einen erstklassigen Komfort für die Patienten während langen Therapien. Die Polsterung ist aus **Schaumstoff der Spitzenqualität hergestellt**, welcher den Körper über die gesamte Liegefläche **komplett unterstützt, und verhindert**, dass der Patient **schwitzt oder überhitzt**. Mit einem einzigen Knopfdruck auf die **“Wolke” Taste** des manuellen Schalters kann der Patient den Stuhl in die Zero G Lage verstellen, die während lang andauernder Therapien zusätzlich den Druck auf den Körper vermindert und die Gelenke entlastet.

## Einfach zu installieren

Eine breite Palette an einfachen und intelligenten Funktionen erleichtern dem medizinischen Personal die Arbeit, denn der Patient kann den Stuhl **eigenständig** in die für ihn bequeme Lage **positionieren**. Der Patient kann mit nur einem Druck auf die Taste des manuellen Schalters den Stuhl in die **Zero G-Lage** oder **Sitzlage** stellen, oder aber eine vollkommen **ebene Liegefläche** einstellen. In Notfällen kann der Stuhl auch schnell in die **Trendelenburglage** gestellt werden. Die **Fußstütze** bietet dem Patienten eine Stütze und Entspannung bei Krämpfen. Die Fußstütze kann vollkommen eigenständig per Knopfdruck eingestellt werden. Für noch größeres Wohlbefinden während den Therapien sorgen die **Armstützen**, die von dem Patienten mittels Griff angepasst werden können. Da die Armstützen **äußerst stabil** sind, dienen sie nicht nur der Therapie sondern auch dem Setzen und Aufstehen vom Stuhl.

## Einfache Instandhaltung und Reinigung

Der Therapiestuhl ZeroG nimmt wegen seines **kleinen Grundrisses** sehr wenig Raum in der Ambulanz ein. Die Polsteroberfläche ist einteilig glatt und deshalb **besser und schneller zu reinigen**. Sie ist aus dünnem, **strapazierfähigem PU-Material** hergestellt, beständig gegen Blut, Urin, Öle, Fette und Desinfektionsmittel und **gewährleistet somit die entsprechenden Hygiene**.



Seien Sie Teil unserer Geschichte!

**Novak M d.o.o.**

Pod smrekami 5  
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si  
T: +386 1 5620117  
F: +386 1 5620118

www.novak-m.com

**Novak M Swiss GmbH**

Kanalstrasse 6  
CH - 8953 Dietikon

E: info@novak-m.ch  
T: +41 71 440 18 18  
F: +41 71 440 18 17

www.novak-m.ch

**Novak M Deutschland GmbH**

Kleines Feldlein 4  
DE - 74889 Sinsheim

E: info@novak-m.de  
T: +49 7261 663 2101

www.novak-m.de



## Blutdiagnostik und Therapien

