



medifa 3000

Medizinisches
Funktionsmobiliar



we care.

Instrumentenzureichetische



361041

Instrumentenzureichetisch

- Fahrbar
- Höhenverstellbar von 900 bis 1300 mm über gasdruckfederunterstütztem Auslösehebel
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- 1.5 mm starke Ablageplatte
- Elektrisch leitfähige Doppellenkrollen, $\varnothing = 65$ mm, eine Rolle mit Radfeststellung
- Nennbelastbarkeit: ca. 15 kg
- Ablageplatte: L x B = 640 x 450 mm
- Sockel: L x B = 625 x 480 mm



361061

Instrumentenzureichetisch

- Fahrbar
- Höhenverstellbar von 900 bis 1300 mm über hydraulische Fußauslösung
- Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- 1.5 mm stark, um 360° schwenkbar
- Elektrisch leitfähige Doppellenkrollen, $\varnothing = 65$ mm, eine Rolle mit Radfeststellung
- Nennbelastbarkeit: ca. 30 kg
- Ablageplatte: L x B = 740 x 540 mm
- Sockel: L x B = 700 x 480 mm

OP-Hocker



366011

OP-Fahrdrehhocker mit Rückenlehne

- Intervallgebremste Doppellenkrollen $\varnothing 65$ mm, elektrisch leitfähig
- Zentralbremse über Fußauslösung
- Höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 600 - 860 mm
- Sitzfläche $\varnothing 400$ mm
- Polsterstärke = 70 mm

366016

Wie 366011, jedoch ohne Rückenlehne



366021

OP-Fahrdrehhocker mit Rückenlehne und Sattelsitz

- Intervallgebremste Doppellenkrollen $\varnothing 65$ mm, elektrisch leitfähig
- Zentralbremse über Fußauslösung
- Höhenverstellbar per Gasdruckfeder mit Fußauslösung von 600 - 860 mm
- Sitzfläche $\varnothing 420$ mm
- Polsterstärke = 70 mm

366026

Wie 366021, jedoch ohne Rückenlehne



366080

OP-Rollhocker

- Fünfarmiges Fußkreuz aus Edelstahl
- Intervallgebremste Doppellenkrollen $\varnothing 65$ mm, elektrisch leitfähig
- Spindelhöhenverstellung von 510 - 710 mm
- Polster: Elektrisch leitfähig, $\varnothing 375$ mm, H = 70 mm

366050

Wie 366080 jedoch ohne Rollen

Instrumentenwagen

391075

Instrumentenwagen, fahrbar, zwei Ablageplatten aus Edelstahl (Höhe = 225/800 mm), elektrisch leitfähige Doppellenkrollen \varnothing 75 mm, Maße (L x B x H): 650 x 500 x 800 mm

391275

Wie 391075, jedoch mit den Maßen (L x B x H): 750 x 650 x 800 mm

391475

Wie 391075, jedoch mit den Maßen (L x B x H): 950 x 650 x 800 mm



Zubehör

Nr.1

391043

Ablageschale aus Edelstahl, L x B = 235 x 195 mm, inkl. Befestigungskloben

Nr.2

391044

Edelstahl-Schale, \varnothing 180 mm, inkl. Befestigungskloben

391046

Wie 391044, jedoch \varnothing 270 mm

Nr.3

391050

Instrumentenabwurfchale mit Schlitzdeckel, L x B x H = 300 x 230 x 130 mm, inkl. Befestigungskloben

Nr.4

391100

Entsorgungsbox inkl. Befestigungskloben und 10 Ersatzboxen

391110

Ersatz-Entsorgungsboxen für Art-Nr. 391100 (20 Stück)



OP-Funktionsmobiliar



363010
Waschschalenständer aus Edelstahl mit einer Schale (6L), 5-armiges Fußkreuz mit Doppellenkrollen \varnothing 65 mm, elektr. leitfähig, Maße (L x B x H) = 600 x 600 x 800 mm

363020
Wie 363010, jedoch mit zwei Schalen

363030
Zusätzliche Waschschaale (6L) für Ständer 363010 und 363020, Maße: \varnothing = 340 mm

364010
Abwurfgestell mit Eimer (15L) aus Edelstahl, 4 Lenkrollen \varnothing 65 mm, elektr. leitfähig, umlaufender Gummi-Stoßschutz, Maße: (\varnothing x H) 420 x 400 mm

364020
Wie 364010, jedoch mit Schiebegriff, Maße: (\varnothing x H) 420 x 400 mm (Schiebegriff H= 860 mm)

364030
Deckel für Edelstahl-Eimer (15L)

365510
OP-Fußauftritt aus Edelstahl, einstufige abnehmbare Trittfläche mit anti-rutsch Oberfläche, belastbar bis 135 Kg, Maße (L x T x H): 600 x 350 x 130 mm

365520
Wie 365510, jedoch mit den Maßen (L x T x H): 600 x 350 x 220 mm

365530
Wie 365510, jedoch mit den Maßen (L x T x H): 600 x 350 x 300 mm

365540
Wie 365510, jedoch zweistufig, Maße (L x T x H): 600 x 650 x 230/ 440 mm

Untersuchungsliegen



111419
Untersuchungsliege, Kopfteil verstellbar (+35°), Gestellfarbe weiß (RAL 9010), Polsterstärke: 50 mm, inkl. Papierrollenhaltestange, Maße (L x B x H): 1950 x 650 x 650 mm

111519
Wie 111419, jedoch mit Polsterstärke: 70 mm



111519F
Wie 111519, jedoch inkl. Fahrbarkeit, bestehend aus: Quer- & Längsverstrebung, 2 Rollen feststellbar, 1 Rolle richtungsjustierbar, 1 Rolle freilaufend, Rollen mit Wandabweisern

Zubehör für Untersuchungsliegen



1



2

Nr. 1
83201
Nasenschlitz im Kopfteilpolster,
inkl. Füllstück

Nr.2
81800
Infusionsstange zur Befestigung
an Führungsschiene (25 x 10 mm),
ausziehbar, mit 4 Infusionshaken, inkl.
Abtropfglas und Befestigungskloben



5



6


Nr. 5
82500
Armauflage, höhenverstellbar, neigbar,
inkl. Befestigungskloben

Nr. 6
81601
Beinhalter mit Kunststofflagerschale,
ohne Befestigungskloben, Paar

81400
Haltekloben starr, zur Montage an
Liegenfüßen zur Aufnahme von
Zubehör (Beinhalter), Paar




3



4

Nr. 3
365010
Infusionsständer, fahrbar, aus Edel-
stahl, Rollen elektrisch ableitfähig, 2
Rollen feststellbar, höhenverstellbar
von 1200 - 2080 mm, mit 4 Infusions-
haken und bruchsicherem Abtropfglas

Nr. 4
93500
Seitengitter aus Edelstahl,
absenkbar auf Polsterhöhe, inkl.
Befestigungskloben



7



8

Nr. 7
85200
Seitliche Führungsschiene (25 x 10 mm),
aus Edelstahl, L = 600 mm, Paar

85210
wie 85200, jedoch L = 320 mm

Nr. 8
93600
Ablagekorb aus Edelstahl, mit
Klettbefestigung, zur Montage auf der
Quer- & Längsverstrebung

Praxis-Rollhocker



206020

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65 mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster

Maße:
Sitzpolster \varnothing =400 mm
Polsterstärke = 70 mm
Stellfläche \varnothing =600 mm

206030

Wie 206020, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm



206040

Praxis-Rollhocker mit Sattelsitz, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65 mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm, mit Hebelauslösung unter dem Sitzpolster

Maße:
Sattelsitz \varnothing =400 mm
Polsterstärke = 70 mm
Stellfläche \varnothing =600 mm

206050

Wie 206040, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm



206060

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65 mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm über Fußauslösung

Maße:
Sitzpolster \varnothing =400 mm
Polsterstärke = 70 mm
Stellfläche \varnothing =600 mm

206070

Wie 206060, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm



206024

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65 mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 450 - 580 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster, inkl. schmaler Arm-/Rückenlehne (höhenverstellbar)

Maße:
Sitzpolster =400 mm,
Polsterstärke = 70 mm,
Stellfläche \varnothing =600 mm

206034

Wie 206024, jedoch mit Höhenverstellung von 530 - 730 mm



206035

Praxis-Rollhocker, 5-armiges Aluminium-Fußkreuz, poliert, Rollen \varnothing 65mm, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 530 - 730 mm über Hebelauslösung unter dem Sitzpolster, inkl. schmaler Arm-/Rückenlehne (höhenverstellbar) und Fußring

Maße:
Sitzpolster \varnothing =400 mm,
Polsterstärke = 70 mm,
Stellfläche \varnothing =600 mm

206012


Aufpreis für elektrisch leitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206020, 206030, 206060 & 206070

206013

Aufpreis für elektrisch leitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206024, 206034 & 206035

206014


Aufpreis für elektrisch leitfähige Rollen und Bezug zu Hockermodellen 206040 & 206050



Komfort und Eleganz

Polsterung

- Ergonomische Ausformung der Polstersegmente
- Abgerundete Ecken und Kanten
- Hochwertiger Kunstlederbezug
- Nahtlose Verarbeitung
- Optimale Reinigungs- und Desinfektionsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbspektrum ohne Aufpreis
- Inkl. Magnetbefestigung für Nackenpolster



Unser Gesamtprogramm:

Mobile Operationstische
und OP-Tisch-Zubehör

medifa 8000
medifa 7000
medifa 6000
medifa 5000
medifa 5000 Basic
Zubehör für OP-Tische



Untersuchungs- und
Behandlungsstühle

medifa 4000 GYN
medifa 4000 URO



Medizinisches Funktionsmobiliar
und Multifunktionsstühle

medifa 3000
medifa 2000



medifa
the medical factory



we care.

CE

Version 0001-18-DE
Änderungen vorbehalten.

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

57413 Finnentrop

Germany

fon +49 2721 71 77 -0

fax +49 2721 71 77 -15

info@medifa.com

Made in Germany

