

GIPSLIEGE / GIPSTISCH HESS EASYCAST

Ein Gipstisch wie der Phönix aus der Asche!



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die HESS EasyCast Gips liege ist eine Bereicherung für jedes Spital und jede Klinik. Mit der Erfahrung aus früheren Zeiten und dem Know-how renommierter Schweizer Gipsfachpersonen in Kombination mit der neusten Technologie entsteht ein Gipstisch der seinesgleichensucht. Buchstäblich wie der Phönix aus der Asche erhebt sich die Gips liege HESS EasyCast und haucht den HESS sowie LIFTAC Gipstischen neues Leben ein. Der innovative Gipstisch bietet höchsten Komfort für den Patienten und die behandelnde Person durch vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, Features und Zubehör. Danke der ausgefeilten und durchdachten Konstruktion, erhalten Sie immer optimalen Zugang zu der zu gipsenden Stelle. So lässt sich die gesamte Liegefläche des HESS EasyCast von ca. 59 - 99 cm elektromotorisch mit den beidseitig am Untergestell angebrachten Fusstasten verstellen. Zusätzlich ist das Mittelteil separat um ca. 23 cm höhenverstellbar. Der Gipsverband kann stets optimal angepasst werden. Durch die intuitive Bedienung der Höhenverstellung der gesamten Liege sowie des Mittelteils mittels Fuss schalter, haben Sie immer die Hände frei zum Arbeiten. Erfahren Sie mehr über die Gips liege HESS EasyCast in einer persönlichen Beratung.

TECHNISCHE DATEN

Unterschenkelteile
ca. 40 cm
Oberschenkelteile
ca. 30 cm
Polstergrösse
210 x 65 cm
Polsterdicke
4 cm
Höhenverstellbereich
56 - 99 cm
Verstellbereich Rückenteil
+75 bis -18 °
Kopfteil
ca. 80 cm
Doppelenkrollen
Ø 125 mm
Max. Patientengewicht
200 kg
Höhenverst. Beckenteil
ca. 23 cm
Verstellung Kopfteil
0° bis +85 °
Verstellung Oberschenkelteil
0° bis +60 °
Verstellung Unterschenkelteil
+30° bis -90 °
Verstellung Fussteil
11 cm
Medizinprodukt
Class I

FARBEN



Haken zur Aufnahme von Hilfsmitteln



Aufhängevorrichtung für Extensionshülsen



Querbalken mit Aufnahmeschiene



Galgen inkl. Halterung



Armtisch gepolstert



Papierrollenhalterung kopfseitig



TBM



TBM Medizintechnik GmbH



Hegelstraße 1
72663 Großbettingen



Telefon 07022 / 40560-0
Fax: 07022 / 40560-42



E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de
Homepage: www.tbm-medizintechnik.de