

TBM



BedMax II

Transfersystem für Krankenbetten



“


Das BedMax II Transfersystem ist die bewährte Hilfe im Klinik- und Pflegealltag.

Es ermöglicht ein effizientes und rückschonendes Arbeiten. Die Transferarbeiten können künftig von einer Person problemlos geleistet werden.



+ Aufnahme des Transportmittels

Universelle Aufnahme von verschiedenen Bettentypen ohne Adapterwechsel (Reichweite von 20 - 25 km)



+ Transport

Eine Person kann mühelos allein 450 kg bewegen. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 5,5 km/h (individuelle Geschwindigkeitsanpassung möglich)

+ Flexibilität

Höchste Flexibilität durch extreme Wendigkeit von 360°, Steigungen bis 5%, Eignung für alle Bodenbeläge

+ Sicherheit

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Not-Aus-Taste

+ Leichtgängig und komfortabel

Geeignet für enge Flure und Aufzüge durch kompaktes Design. Angedockt wird das Gerät am Fußende.

+ Bedienbarkeit

Leichtgängige Steuerung über Joystick und individuelle Einstellungen durch fortschrittliche Prozesstechnologie

