

TBM



Sonnenbett „Sinne-Bêdsje IC“

Kinderkrankenbett für die Intensivstation



Das Kinderintensivbett „Sinne-Bêdsje“ ist die ideale Lösung für den anspruchsvollen Bereich der Kinderintensivpflege.

Die kleinen Patienten können von Ärzten und Pflegepersonal auf Grund der Vielzahl an Funktionen sicher behandelt werden.



+ Flexibilität

Wählbare Liegefläche in den Maßen 120 cm und 150 cm mit einer Liegeflächenbreite von 80 cm. 2-geteilte Liegefläche mechanisch oder elektrisch verstellbar mit CPR-Funktion



+ Sicherheit und Komfort

Seitengitter schwenken unter der Liegefläche ein für optimalen Komfort für Pflegepersonal und Eltern und sind in drei Positionen verstellbar



+ Höhenverstellung

Elektrische Hoch- und Tiefstellung von 76 - 96 cm. Höchste Position der Seitengitter 800 mm mit Abstand der Gitterstäbe 60 mm



+ Bremssystem

Zentralfeststellung der Räder einschließlich integriertem Richtungsfeststeller mit einem Durchmesser von 150 mm



+ Bedienbarkeit

Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren Einsätzen ermöglicht, dass Versorgungsschläuche und Leitungen immer mit dem Patient verbunden bleiben



+ Hygiene

Herausnehmbare Liegefläche für optimale Reinigung. Optional waschanlagenfest



+ Zubehör

DIN-Schiene, Infusionshalter, Halter für Zubehör, Schiebegriffe an Kopf- und Fußende, Utensilienkorb und Befestigungsrohre für Infusionspumpen

