

**TBM**



# Oostwoud Juniorbett

Kinderkrankenbett für die Kinderstation



Das Juniorbett ist die ideale Lösung für pädiatrische Stationen oder auch für kleinwüchsige erwachsene Patienten.

Es bietet große Stabilität und hohe Widerstandsfähigkeit mit einer sicheren Arbeitslast von 220 kg.



**oostwoud**

**+** **Flexibilität**  
Liegefläche 4-geteilt aus verzinktem Stahlblech, mit integrierter Verlängerung in den Abmessungen 170/190 x 90 cm



**+** **Sicherheit und Komfort**  
Automatischer Rückzug vergrößert das Platzangebot im Beckenbereich, was zur Verhinderung von Druckgeschwüren beiträgt und den Komfort für den Patienten erhöht



**+** **Höhenverstellung**  
Elektrische Höhenverstellung, elektrische Verstellung der Rückenlehne, Ober- und Unterschenkel sowie Verstellung in T/AT-Position



**+** **Bremssystem**  
4-Rollen Zentralfeststellung mit Richtungsfesteller und Einscheiben-Schwerlastrollen (Durchmesser 150 mm)



**+** **Bedienbarkeit**  
Einhandbedienung der 3/4-Seitensicherungen. Kopf- und Fußteil sind leicht herausnehmbar



**+** **Hygiene**  
Herausnehmbare Liegefläche und glatte Oberflächen für optimale Reinigung



**+** **Zubehör**  
Infusionshalter, Halter für Zubehör, Aufrichter mit Triangel, freie Farbwahl aus unsere RAL Farbkarte

