



OOSTWOUD KINDERBETTENPORTFOLIO

Individuelle Lösungen für kleine Patienten





Entdecken Sie unsere Produkte für die Pädiatrie

Als einziger Hersteller hat sich das Unternehmen Oostwoud auf ein Produktportfolio mit Kinderbetten spezialisiert.

Das Gesamtpaket aus Rooming-In-Bettchen, Säuglingsbetten, Kinderbetten und Juniorbetten verspricht neuste Innovation und Flexibilität.

Als starker Partner beraten wir Sie umfassend bei der Auswahl der optimalen Pädiatriebetten in Ihrem Haus. Wir bieten Ihnen vor dem Kauf eine umfangreiche Bedarfsanalyse, auf deren Basis wir Ihnen genau die Produkte zusammenstellen, die Sie wirklich benötigen.

Wiegekorb



”

Farben können
Wundheilung beschleunigen
und das allgemeine
Wohlbefinden erhöhen.
Unsere Betten sind in jeder
RAL-Farbe lieferbar.



WIEGEKORB FÜR ROOMING-IN

Der Wiegekorb für Rooming-In oder Neugeborenenstationen fördert den Sicht- und Hautkontakt zwischen Mutter und Kind während der ersten Tage im Krankenhaus. Er ist bestens auf die Bedürfnisse von Mutter, Kind und Pflegepersonal abgestimmt.



Der Boden des transparenten Kunststoffkorbes ist mit 10 Lüftungslöchern für eine gute Luftzirkulation versehen



Stufenlose, gasfederunterstützte Höhenverstellung



Stufenlose Schrägstellung des Wiegekorbs ca. 6°-15°. Abmessungen ohne Wiegekorb 85 x 54 cm



4 schwenkbare Doppelrollen, Durchmesser 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse

Säuglingsbett



”

Farben können mithelfen, das Immunsystem zu stärken und Selbstheilungsreaktionen zu unterstützen. Unsere Betten sind in jeder RAL-Farbe lieferbar.



SÄUGLINGSBETT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE


Die durchdachte Konstruktion des Säuglingsbettes bietet vielseitige Möglichkeiten und alle erforderlichen Funktionen, die eine Reihe von Vorteilen und Erleichterungen für Personal und Patienten bieten.

Alle Details sind darauf ausgerichtet, den kleinsten Patienten mit größtem Komfort zu umgeben.

Abgerundet wird das Portfolio mit passendem Zubehör, freier Farbauswahl und der Option auf Waschbarkeit.



4-stufig ablassbare Seitenteile, wahlweise Plexiglasscheibe oder Gitterstäbe. Maße des Bettes 88,5 x 52 cm



Stufenlose Schrägstellung der Liegefläche bis 12° mit Gasfederunterstützung



Mechanische Höhenverstellung stufenlos von 70-90 cm mit Hilfe einer Kurbel am Fußende



Das herausnehmbare Kopf- und Fußteil ermöglicht, dass Versorgungsschläuche immer mit dem Patienten verbunden bleiben

Kinderbett „Sinnes Bêdsje“



”

Kinder sind für die Wirkung von Farben sehr empfänglich und Farben unterstützen eine sanfte Heilung. Unsere Betten sind in jeder RAL-Farbe lieferbar.



MODERNES KINDERBETT FÜR KLEINE PATIENTEN

Das Kinderkrankenbett „Sinne-Bêdsje“ ist ein modernes Bett für kleine Patienten und frei wählbar in den Maßen 1,20 m und 1,50 m. Die verschiedenen Ausstattungen ermöglichen den Einsatz des Bettes von Normal- bis Intensivstation.

Es ist für das Pflegepersonal flexibel zugänglich aufgrund der unter die Liegefläche schwenkenden Seitengitter und den herausnehmbaren Kopf- und Fußteilen.

Abgerundet wird das Portfolio mit passendem Zubehör, freier Farbauswahl und der Option auf Waschbarkeit.



Seitengitter schwenken unter der Liegefläche ein und sind in drei Positionen verstellbar. Wahlweise Plexiglasscheibe oder Gitterstäbe



Mechanische oder elektrische Hoch- und Tiefstellung von 96-76 cm



Zentralfeststellung der Räder einschließlich integriertem Richtungsfeststeller



Das Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren Einsätzen ermöglicht, dass Versorgungsschläuche immer mit dem Patienten verbunden bleiben

Juniorbett



”

Farben wirken ganzheitlich auf den Körper und lassen ihn entspannen. Unsere Betten sind in jeder RAL-Farbe lieferbar.

FUNKTIONALES JUNIORBETT FÜR DIE KINDERSTATION

Das Juniorbett ist die ideale Lösung für pädiatrische Stationen oder auch für kleinwüchsige erwachsene Patienten.

Es bietet große Stabilität und hohe Widerstandsfähigkeit mit einer sicheren Arbeitslast von 220 kg. Je nach Bedarf ist das Juniorbett als elektrisches oder mechanisches Bett erhältlich.



Liegefläche 4-geteilt aus verzinktem Stahlblech, mit integrierter Verlängerung in den Abmessungen 170/190 x 90 cm



Einhandbedienung der 3/4-Seitensicherungen. Kopf- und Fußteil sind leicht herausnehmbar



Elektrische oder mechanische Höhenverstellung, Verstellung in T/AT-Position



4-Rollen Zentralfeststellung mit Richtungsfeststeller und Einscheiben-Schwerlastrollen

Begleitbett „Clipper“



BEGLEIT- & ZUSTELLBETT

Kleine Patienten sollen die Möglichkeit bekommen, dass ihre Angehörigen im Krankheitsfall bei ihnen sein können.

Clipper kann im Handumdrehen aufgestellt werden, bietet Patienten und Angehörigen einen angenehmen Aufenthalt und fördert somit die Genesung.



Das Begleitbett ist platzsparend und schnell einsetzbar mit einer sicheren Arbeitslast von 150 kg



Der Sicherheitssteckschließer verhindert ein unkontrolliertes Auseinandergleiten des Zustellbettes



Durch einfaches und leichtes Herunterklappen der Liegeflächenelemente ist das Begleitbett im Handumdrehen bezugsfertig



Einfacher Aufbau und sicheres Bewegen auch durch ältere oder ungeschulte Personen. Gewicht 45,5 kg

After Sales

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Wir unterstützen Sie und Ihre Mitarbeiter mit einem anwenderfreundlichen Servicemanagement vor Ort. Dieses besteht aus der Sichtung, der Dokumentation und Erfassung der Pädiatriebetten.

Servicemanagement



Wartung

Die kontinuierliche Wartung von Ihren Pädiatriebetten erhöht die Effizienz im Pflegealltag. Wir garantieren die Überprüfung Ihrer Produkte auf uneingeschränkte Funktionsfähigkeit.

Ihre Pädiatriebetten werden von uns unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sorgfältig geprüft, gewartet und repariert.

Reparatur & Ersatzteile



Sonderanfertigung

Wir bieten Ihnen ein breites Portfolio an Sonderlösungen und Zubehör an, damit Sie unsere Produkte in ihrem vollen Leistungsumfang nutzen können.





TBM Medizintechnik GmbH

Hegelstraße 1

72663 Großbettlingen

Telefon: 07022/ 40560-0

Fax: 07022/ 40560-42

E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de

Homepage: www.tbm-medizintechnik.de