

**TBM**



# Oostwoud Sonnenbett „Sinne-Bêdsje Standard“

Kinderkrankenbett für die Normalstation



Das Kinderkrankenbett „Sinne-Bêdsje Standard“ ist ein modernes Bett für kleine Patienten.

Es ist für das Pflegepersonal flexibel zugänglich aufgrund der unter die Liegefläche schwenkenden Seitengitter und den herausnehmbaren Kopf- und Fußteilen.



**oostwoud**

- + Flexibilität**  
Liegefläche in den Maßen 120 cm und 150 cm wählbar. Liegeflächenbreite 80 cm. 1-teilige Liegefläche mit mechanischer Verstellung



- + Sicherheit und Komfort**  
Seitengitter schwenken unter der Liegefläche ein und sind in drei Positionen verstellbar. Wahlweise Plexiglasscheibe oder Gitterstäbe



- + Höhenverstellung**  
Mechanische oder elektrische Hoch- und Tiefstellung von 96 - 76 cm. Höchste Position der Seitengitter 800 mm, Abstand der Gitterstäbe 60 mm



- + Bremssystem**  
Zentralfeststellung der Räder einschließlich integriertem Richtungsfeststeller. Räderdurchmesser 150 mm



- + Bedienbarkeit**  
Das Kopf- und Fußteil mit herausnehmbaren Einsätzen ermöglicht, dass Versorgungsschläuche und Leitungen immer mit dem Patienten verbunden bleiben



- + Hygiene**  
Herausnehmbare Liegefläche für optimale Reinigung. Optional waschanlagenfest



- + Zubehör**  
DIN-Schiene, Infusionshalter, Halter für Zubehör, Schiebegriffe an Kopf- und Fußende, Utensilienkorb und Befestigungsrohre für Infusionspumpen



TBM Medizintechnik GmbH

Hegelstraße 1  
72663 Großbettlingen

Telefon 07022 / 40560-0  
Fax: 07022 / 40560-42

E-Mail: [info@tbm-medizintechnik.de](mailto:info@tbm-medizintechnik.de)  
Homepage: [www.tbm-medizintechnik.de](http://www.tbm-medizintechnik.de)