

TBM



Oostwoud Wiegekorb

Wiegekorb für Rooming-In



“

Der Wiegekorb für Rooming-In fördert den Sicht- und Hautkontakt zwischen Mutter und Kind während der ersten Tage im Krankenhaus.

Für Ärzte und Pflegepersonal bietet er Sicherheit und ergonomisches Arbeiten.



oostwoud

+ **Höhenverstellung**
Stufenlose, gasfederunterstützte Höhenverstellung von 94 - 117 cm. Maximaler Bettüberhang ca. 65 cm




+ **Bremssystem**
4 schwenkbare Doppelrollen, Durchmesser 75 mm, davon 2 mit Feststellbremse



+ **Flexibilität**
Stufenlose Schrägstellung des Wiegekorb ca. 6°/15°. Abmessungen ohne Wiegekorb 85 x 54 cm



+ **Bedienbarkeit**
Die Ränder des Wiegekorb sind an der Oberkante nach außen gebogen, um das Anheben und Tragen zu erleichtern. Höhe am Kopfende des Korbs 30 cm



+ **Sicherheit und Komfort**
Der Boden des Korbes ist mit 10 Lüftungslöchern für eine gute Luftzirkulation versehen




+ **Hygiene**
Herausnehmbarer Wiegekorb für optimale Reinigung



TBM Medizintechnik GmbH

 Hegelstraße 1
72663 Großbettlingen

 Telefon 07022 / 40560-0
Fax: 07022 / 40560-42

 E-Mail: info@tbm-medizintechnik.de
Homepage: www.tbm-medizintechnik.de